

《効果のでる🐾CSソックスの履き方》


C Sソックスは普通のソックスとは全く違います。『爪もみ靴下』とか『矯正靴下』と言われるように、糸、縫製の仕方、サポーター効果など特殊な工夫がなされています。初めて履かれる方は時間がかかると思いますが、きっちりと履くようにしてみてください。



① 最初は少し**きつく**感じます



② このように各指の**付け根**までしっかりと指を入れてください



③ 5本の指が一本一本**まっすぐ**になるまで深く履き込んでください



④ 踵の**ゴアライン**を合わせます



⑤ 両足ともしっかりと**指が伸び**やすくなります

《🐾CSソックス着用時のアドバイス》

この度はC Sソックスをご利用いただきましてありがとうございます。

- ☺ 最初は少々履きにくいかもしれませんが、徐々に足が本来の形に導かれることによって履きやすくなりますので頑張って履いてみてください。
- ☺ 足が改善されることにより、筋肉痛を伴うことがありますが、ご心配はいりません。
- ☺ 1日に8時間以上、毎日ご着用ください。基本的には就寝時以外にご着用ください。就寝時に着用を希望される方は、シルクのみご着用が可能です。）
- ☺ 洗濯時は必ずネットに入れて洗濯機をご使用ください。（手洗いなら、なお良いです。乾燥機は避けてください。）
- ☺ お肌のデリケートな方は、2～3回洗ってからご着用下さい。
- ☺ 色や織り上がりの時期によって、ソックスの柔らかさに違いが出ます。
- ☺ C Sソックスを履く事で指が伸び、今お履きになっている靴が窮屈になる可能性があります。（注：C Sソックスを履いた状態で中敷きに足を乗せていただき、足が中敷きに収まるかの確認をお願いします。収まる靴をお履きください。）


コンフォート サポート ソックス
Comfort Support Socks

🐾 CSソックス

体をリセットしてくれるサポーターソックス




《CSソックスの役割》



《CSソックス着用例》

50代女性



足から健康を考える 『医足同源』

コンフォートサポートソックスは、「**足の指をしっかりと離し、伸ばす**」ことを目的としています。

足の指を伸ばすことで身体をリラックスさせ、心身共にムダなストレスから解放させることが健康につながります。

また、足をサポートするのもこのソックスの特徴です。

足は内側と外側の縦アーチ、甲の部分の横アーチの3つのアーチから成り立っています。
3つのアーチを正しく整えることで、足元＝身体の土台がしっかりしますので、身体全体が安定するのです。

足の形が整うことで血液やリンパなどの流れも整い、冷えやむくみの解消にもつながります。

このサポート力を最大限に発揮するため、素材と縫製にも独自のこだわりを持っています。そのため、サポート力だけではなく、履き心地にも独特の良さが表れています。

「足から全身の健康を考える」

そんな「気づき」を感じさせるコンフォートサポートソックスを、ぜひお試しください。